

## **Reintinerirea tegumentara**

### **1. Cum actioneaza lumina intens pulsata in scopul reintineririi tegumentare?**

Flash-urile de lumina intens pulsata reduc efectele produse de imbatranirea pielii. Acest tip de tratament stimuleaza producerea de colagen, modifica tesutul conjunctiv, micsoreaza dimensiunile porilor cutanati, imbunatateste elasticitatea pielii si reduce ridurile.

### **2. Care sunt indicatiile si pentru care zone ale corpului?**

Reintinerirea tegumentara utilizand sistemul DERMEO poate fi aplicata oricarei zone a corpului, cu predilectie: fata, gatul, zona decolteului, bratele, mainile, atat pentru femei cat si pentru barbati.

### **3. Care sunt rezultatele?**

Rezultatele apar progresiv. Tratamentul este noninvaziv, nonabraziv si cu un timp de recuperare rapid care nu interfera cu viata normala a pacientului.

### **4. Cate sedinte sunt necesare?**

Sunt necesare 5 sedinte la interval de 3 saptamani. Apoi, pentru intretinere este necesara 1 sedinta la fiecare 6 luni.

### **5. Care sunt costurile?**

Tehnica este mult mai eficienta comparativ cu tehnicile cosmetice deoarece lumina patrunde la nivelul tesuturilor si stimuleaza activitatea celulara; mult mai ieftina decat chirurgia.