

## **Tratamentul leziunilor pigmentare**

### **1. Cum functioneaza?**

Lumina intens pulsata este absorbita, in cursul sedintelor de tratament de catre melanina, ducand la acumularea de caldura si distructia acesteia. Dupa sesiunea de tratament, particulele rezultate in urma distructiei melaninei sunt eliminate prin fagocitoza, fara urme.

### **2. Care sunt indicatiile si pentru care zone ale corpului?**

Acest tip de tratament poate fi aplicat atat femeilor cat si barbatilor, in special pentru zona fetei. Putem trata subiectii apatinand primelor 3 fototipuri.

### **3. Care sunt rezultatele?**

Lumina intens pulsata si-a dovedit eficienta in tratamentul petelor pigmentare produse de varsta sau de expunerea la soare, in general leziuni pigmentare benigne dermale sau epidermale. In urma tratamentului rezultatul este uniformizarea culorii tegumentului.

### **4. Cate sedinte sunt necesare?**

Numarul de sedinte depinde de marimea si densitatea petelor pigmentare, gradul de pigmentare al pielii, varsta si sexul subiectului. In general sunt necesare 1-3 sedinte la interval de 1-2 saptamani.